

OXINOVA®

MASCARILLA DE ALTO FLUJO

ALTA PRECISIÓN EN ALTO CAUDAL

El dosificador variable de O₂ OXINOVA® selecciona con rapidez y facilidad concentraciones entre el 30% y el 60%, eliminando los errores de ajuste.

Compatible con cualquier tipo de humidificador del mercado.



CONEXIÓN TRAQUEAL

Con las mismas características que la mascarilla OXINOVA®, la conexión traqueal tiene la posibilidad de utilizarse tanto en adultos como en niños gracias a su doble cono.

MASCARILLA OXINOVA® PLUS

ADAPTABLE Y CON MÁXIMO AJUSTE

Por su diseño, su mayor tamaño y doble sujeción en el puente de la nariz proporciona una mayor adaptación a la fisonomía del paciente, evitando pérdidas de oxígeno.

CONFORTABLE, PRÁCTICA Y ANTIALÉRGICA

La fijación de la mascarilla a través de una almohadilla fabricada en material atóxico evita el roce y la aparición de lesiones en la parte superior de la nariz.

LÍNEA OXINOVA® PARA OXIGENOTERAPIA CÓDIGOS DE PRODUCTOS

MASCARILLA VENTURI SIETE CONCENTRACIONES

- 3.048.01.000 Mascarilla Venturi siete concentraciones
- 3.048.01.800 Mascarilla Venturi siete concentraciones adulto con accesorio
- 3.048.03.100 Mascarilla Venturi siete concentraciones infantil
- 3.048.03.800 Mascarilla Venturi siete concentraciones infantil con accesorio
- 3.048.51.000 Mascarilla adulto DOS
- 3.048.51.800 Mascarilla Venturi DOS con accesorio
- 3.048.53.000 Mascarilla infantil DOS
- 3.048.53.800 Mascarilla Venturi siete concentraciones infantil con accesorio DOS

MASCARILLA OXINOVA® PLUS

- 3.048.21.000 Mascarilla Oxinova® Plus 7 concentraciones
- 3.048.21.800 Mascarilla Oxinova® Plus 7 concentraciones con accesorio
- 3.048.52.000 Mascarilla adultos Plus DOS
- 3.048.52.800 Mascarilla adultos Plus DOS con accesorio

CONEXIÓN TRAQUEAL

- 3.048.07.100 Conexión traqueal
- 3.048.07.100 Conexión traqueal DOS

ACCESORIOS

- 3.070.99.004 Conexión recta doble espiga

HUMIDIFICADOR

- 3.048.06.100 Humidificador

Todos nuestros artículos incorporan en el envase el código de barras EAN 128

Para más información:

Teléfono de información: 91 657 95 95
Av. Matapiñonera, n.º 9
28700 San Sebastián de los Reyes • Madrid
e-mail: infomedical@carbuos.com

MASCARILLA DE ALTO FLUJO

- 3.048.22.000 Mascarilla de Alto flujo adulto (cajas 60 unidades)
- 3.048.22.100 Mascarilla de Alto flujo infantil (cajas 60 unidades)
- 3.048.22.200 Mascarilla de Alto flujo adulto plus (cajas 60 unidades)
- 3.048.22.300 Mascarilla de Alto flujo conexión traqueal (cajas 60 unidades)

MASCARILLA CON RESERVORIO

- 3.048.02.300 Mascarilla con reservorio

MASCARILLA DE CONCENTRACIONES MEDIAS

- 3.048.02.100 Mascarilla concentraciones medias

GAFAS NASALES PARA OXIGENOTERAPIA

- 3.048.04.100 Gafas nasales

TUBO DE CONDUCCIÓN DE OXÍGENO

- 3.048.01.200 Tubo de conducción standard
- 3.048.01.210 Tubo de conducción de 7 m.
- 3.048.01.220 Tubo de conducción de 15 m.

MASCARILLA CLEAR

- 3.048.23.010 Mascarilla de Oxígeno adultos Clear
- 3.048.23.020 Mascarilla de Oxígeno adultos Clear con accesorio NE
- 3.048.23.110 Mascarilla de Oxígeno infantil Clear
- 3.048.23.120 Mascarilla de Oxígeno infantil Clear c/ Accesorio NE
- 3.048.23.210 Mascarilla de Oxígeno adultos plus Clear
- 3.048.23.220 Mascarilla de Oxígeno adultos plus Clear c/ Accesorio NE
- 3.048.23.030 Mascarilla Aerosolterapia adultos Clear
- 3.048.23.130 Mascarilla Aerosolterapia infantil Clear
- 3.048.23.230 Mascarilla Aerosolterapia adultos plus Clear

www.porcarbuos.com



OXINOVA®

Línea de desechables para oxigenoterapia

te escuchamos
www.carbuosmedica.com

365-04-021-SP

OXINOVA®

OXINOVA® es la línea completa de desechables para oxigenoterapia que ofrece el máximo confort para el paciente y la total seguridad en el tratamiento.

La actualización permanente de la línea OXINOVA® permite ofrecer siempre las últimas innovaciones técnicas.

Toda la gama está fabricada según normas de la CE.

MASCARILLA VENTURI SIETE CONCENTRACIONES

UN ÚNICO DOSIFICADOR

El dosificador variable del porcentaje de O₂ OXINOVA® está diseñado para un suministro preciso en las concentraciones de O₂.

El dosificador OXINOVA® permite la selección entre 7 concentraciones distintas, las más comunes en la práctica médica.

SELECCIÓN DEL % O₂ FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA

Simplifica enormemente el trabajo del personal sanitario. Para cambiar de dosificaciones, únicamente se ajusta la flecha selectora a la concentración de O₂ deseada, siendo imposible perder ninguna pieza del dosificador.

ALTA PRECISIÓN

Ofrece máxima seguridad al ser un único dosificador no desmontable. La fiabilidad del dosificador garantiza el aporte del O₂ necesario para cada tratamiento.

HUMIDIFICACIÓN/NEBULIZACIÓN

Existe un dispositivo accesorio para nebulización que se adapta perfectamente al cuerpo dosificador, permitiendo su uso en prescripciones de aerosolterapia.

CÓMODA, FLEXIBLE Y ADAPTABLE

Incorpora un tubo corrugado flexible, terminado con una rótula móvil, que une la mascarilla facial con el dosificador. Su posibilidad de movimiento en cualquier sentido permite elegir la posición más cómoda y segura para el paciente.

MASCARILLA CLEAR

La mascarilla Clear diseñada en material transparente y libre de látex, está disponible para toda nuestra gama de productos.

SERIE DOS

También existe una versión DOS con un dosificador simplificado que mantiene los niveles de precisión en la concentración de O₂ aumentando la rapidez y la facilidad de su utilización adaptable a todos nuestros productos.

MASCARILLA CON RESERVORIO

La mascarilla OXINOVA® con reservorio está diseñada específicamente para la administración de altas concentraciones de oxígeno.

Las concentraciones suministradas están próximas al 100%, siempre que la mascarilla esté bien adaptada a la cara del paciente y el flujo de oxígeno sea, al menos igual, al volumen minuto de ventilación, evitando de esta forma su dilución con el aire.

La mascarilla con reservorio OXINOVA® incorpora:

- Una bolsa de 1000 ml que actúa de reservorio del O₂.
- Un sistema de tres válvulas unidireccionales impiden la entrada de aire ambiente en la mascarilla durante la fase inspiratoria del paciente y permiten la evacuación de los gases espirados, garantizando una concentración del 100% de O₂ en la bolsa.
- Un tubo de conducción del oxígeno de sección estriada y directamente unido a la bolsa que asegura un permanente aporte de oxígeno.



MASCARILLA DE CONCENTRACIONES MEDIAS

La mascarilla OXINOVA® de concentraciones medias permite administrar de una forma rápida y sencilla concentraciones de O₂ entre el 24% y el 60% en función del caudal de O₂ utilizado y del volumen minuto del paciente.

Fabricada con material suave y con pinza de ajuste nasal para conseguir el máximo confort del paciente.



OXINOVA®

GAFAS NASALES PARA OXIGENOTERAPIA

Especialmente diseñadas para el máximo confort del paciente.

Permiten comer, hablar y dormir con comodidad y libertad.

La suavidad y el especial diseño de la cánula evitan irritaciones y molestias incluso en tratamiento de larga duración.

Adaptables a cualquier fuente de suministro de O₂.



OXINOVA®

TUBO DE CONDUCCIÓN DE OXÍGENO

Tubo de PVC transparente que tiene, en cada uno de los extremos, conectores universales de gran seguridad, adaptables a cualquier fuente de suministro y equipo de:

- Oxigenoterapia
- Aerosolterapia

Su diseño interiormente estriado evita que cualquier colapsamiento impida la llegada de oxígeno al paciente. Está disponible en versiones de 7 y 15 metros.



HUMIDIFICADOR

El humidificador OXINOVA® se adapta a cualquier equipo de oxigenoterapia, proporcionando la humedad requerida a los gases respirados por el paciente.

Una válvula de seguridad lo protege de posibles obstrucciones accidentales.



ACCESORIOS

CONEXIÓN RECTA DOBLE ESPIGA

Permite la conexión entre los diferentes tubos de oxígeno, para obtener la longitud necesaria.

