


Convertidores de tomas gases medicinales



Experiencia y confianza al servicio de la salud.

Los **Convertidores de tomas** de gases compuestos por un conector y una toma, permiten el suministro selectivo de los gases medicinales a equipos hospitalarios.

Transforman la conexión instalada en el centro hospitalario en otra adaptable y compatible con el equipo de suministro al paciente, manteniendo siempre la compatibilidad con el gas de suministro de la línea de canalización.

Múltiples aplicaciones y modelos

Su facilidad de conexión a cada una de las tomas permite su uso gran variedad de aplicaciones adaptando la conexión instalada con la conexión del equipo.

Disponible en una amplia mayoría de conexiones a tomas de gases medicinales, CM, DIN, NF, etc.

Calidad y seguridad

Fabricados mediante un conector y una toma con materiales robustos y compatibles con el gas de canalización, que le confieren una gran durabilidad, garantizando una estanqueidad y ausencia de desgaste durante su vida útil.

Diseño según la normativa UNE-EN ISO 9170-1, con certificado CE como Producto Sanitario de acuerdo a la directiva 93/42/CEE Clase IIb.

Convertidores de tomas gases medicinales según norma

CONECTOR	GAS	TOMAS		
		CM	NF	DIN
 CM	O2	-	6000304	6000311
	AIRE	-	6000305	6000312
	VACIO	-	6000306	6000313
	N2O	-	600349	-
 NF	O2	6000300	-	6000317
	AIRE	6000301	-	6000318
	VACIO	6000302	-	6000319
	N2O	6000303	-	-
 DIN	O2	6000307	6000314	-
	AIRE	6000308	6000315	-
	VACIO	6000309	6000316	-
	N2O	6000310	-	-

www.carbueros.com
tell me more



CARBUEROS METALICOS
Grupo Air Products

Madrid:

T: 902 109 968

F: 916 579 521

hospmad@carbueros.com

Barcelona:

T: 902 109 937

F: 932 902 607

hospbcn@carbueros.com